

REHABILITACE – PŘEHLED DIAGNÓZ

Diagnóza	Program číslo	Délka aplikace	Frekvence procedur	Počet procedur	Účinek	Doporučené příslušenství	Uložení aplikátoru
ALLOPLASTICA	M-0002	60 min	denně	20 – 30	analgetický, vasodilatační	solenoid 60cm, multidisk 26×26, solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	dle lokalizace postižení, na menší klouby HK a DK solenoid 30 cm nebo dvojitý disk, pro kyčelní klouby solenoid 60 cm nebo multidisk
ALLOPLASTICA – POOPERAČNÍ STAV	M-0001	60 min	denně	10 – 20	vasodilatační, analgetický, antiedematozní, antiflogistický, akcelerace hojení	solenoid 60cm, multidisk 26×26, solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	dle lokalizace postižení, na drobné klouby solenoid 30 cm nebo dvojitý disk, pro kyčelní klouby solenoid 60 cm nebo multidisk
ARTHRITIS RHEUMATICA	M-0004	30 min	denně	25 – 50	analgetický, antiedematozní, antiflogistický	solenoid 60cm, lineární 70×30, dvojitý disk 26×13, multidisk 26×26	závisí na lokalizaci zánětlivého postižení
ARTHRODESIS	M-0006	50 min	denně	30 – 60	analgetický, vasodilatační, podpora hojení	dvojitý disk 26×13, multidisk 26×26, solenoid 60cm, solenoid 30cm	dvojitý disk pro kořenové a menší klouby HK i DK, multidisk a solenoid 60 cm pro oblast pánve a kyčelních kloubů, solenoid 30 cm pro končetinové aplikace
ARTHRODESIS – POOPERAČNÍ STAV	M-0005	50 min	1 – 2× denně	10 – 15	analgetický, antiflogistický, vasodilatační, myorelaxační,	dvojitý disk 26×13, multidisk 26×26, solenoid 60cm, solenoid 30cm	v závislosti na lokalizaci postižení – dvojitý disk pro kořenové klouby i menší klouby HK a DK, multidisk a solenoid 60 cm pro oblast pánve, L páteře a kyčelních kloubů, solenoid 30 cm pro končetinové aplikace
ARTHROSIS	M-0007	30 min	denně	20 – 40	analgetický, myorelaxační, vasodilatační, antiedematozní	dvojitý disk 26×13, disk 13×13, multidisk 26×26, solenoid 30cm, solenoid 60cm	podle lokalizace – vždy do oblasti projevů obtíží vhodný aplikátor. Na menší klouby HK a DK solenoid 30 cm nebo dvojitý disk, pro kyčelní klouby, oblast bederní páteře a SI skloubení solenoid 60 cm nebo multidisk. Pro páteřní podélnou aplikaci lineární aplikátor
ARTHROSIS CHRONICA	M-0008	40 min	denně	20 – 40	analgetický, myorelaxační, vasodilatační, antiedematozní	dvojitý disk 26×13, disk 13×13, multidisk 26×26, solenoid 30cm, solenoid 60cm	podle lokalizace – vždy do oblasti projevů obtíží vhodný aplikátor. Na menší klouby HK a DK solenoid 30 cm nebo dvojitý disk, pro kyčelní klouby, oblast bederní páteře a SI skloubení solenoid 60 cm nebo multidisk. Pro páteřní podélnou aplikaci lineární aplikátor
COXALGIA	M-0010	40 min	min.1× denně	15 – 25	analgetický, antiedematozní, vasodilatační, myorelaxační	solenoid 60cm, multidisk 26×26	pánevní oblast
COXARTROSIS	M-0011	30 min	denně	15 – 30	analgetický, antiedematozní, myorelaxační	solenoid 60cm, multidisk 26×26	pánevní oblast
DECUBITUS	M-0012	40 min	denně	25 – 30	analgetický, protizánětlivý, urychlení epitelizace, podpora revaskularizace	multidisk 26×26, solenoid 60cm	v závislosti na lokalizaci decubitu, nejčastěji oblast pánve
DEGENERATIO SPINALIS	M-0013	40 min	denně	25	analgetický, myorelaxační	lineární 70×30	lineárně v průběhu páteře
DELIBERACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY	M-0079	40 min	denně	5 – 10	krátkodobě analgetický, v dlouhodobém horizontu normalizace rtg nálezu	dvojitý disk 26×13, solenoid 60cm, multidisk 26×26	do oblasti kyčelního kloubu s TEP
DISTORSIO	M-0017	30 min	3× týdně	10 – 15	antiedematozní, analgetický, podpora hojení měkkých tkání, vasodilatační	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	do oblasti úrazu
DUPUYTRENOVA KONTRAKTURA	M-0084	25 min	denně	10 – 40	analgetický, antiedematozní, vasodilatační, podpora hojení měkkých tkání	disk 13×13	palmární strana akrální části postižené horní končetiny

REHABILITACE – PŘEHLED DIAGNÓZ

Diagnóza	Program číslo	Délka aplikace	Frekvence procedur	Počet procedur	Účinek	Doporučené příslušenství	Uložení aplikátoru
EPICONDYLITIS	M-0020	30 min	denně	10 – 20	analgetický, antiflogistický, podpora hojení měkkých tkání, antiedematozní	dvojitý disk 26×13, solenoid 30cm	oblast loketního kloubu
EPICONDYLITIS RADIALIS HUMERI (TENISOVÝ LOKET)	M-0087	30 min	denně	10 – 20	analgetický, antiflogistický, podpora hojení měkkých tkání, antiedematozní	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	oblast loketního kloubu
FRACTURA	M-0022	35 min	minimálně 1× denně, možno až 3×	20 – 30	analgetický, antiedematozní, zlepšení mikrocirkulace, urychlení hojení kostí i měkkých tkání	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	do oblasti zlomeniny
FRACTURA – POOPERAČNÍ STAV	M-0021	30 min	minimálně 1× denně, možno až 3×	10 – 20	analgetický, antiedematozní, zlepšení mikrocirkulace, urychlení hojení kostí i měkkých tkání	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	do oblasti zlomeniny
FRACTURA – PROBLEMATICKÉ HOJENÍ	M-0023	30 min	minimálně 2× denně, možno až 3×	20 – 30	analgetický, antiedematozní, zlepšení mikrocirkulace, urychlení hojení kostí i měkkých tkání, prevence algodystrofického syndromu	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13, disk 13×13	do oblasti zlomeniny
GONALGIA	M-0024	30 min	denně, min. 3× týdně	15 – 25	analgetický, antiedematozní, zlepšení mikrocirkulace, vasodilatační	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	oblast kolenního kloubu
GONARTHROSIS	M-0025	40 min	denně	20 – 40	analgetický, antiedematozní, myorelaxační	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	oblast kolenního kloubu
ISCHEMIA	M-0026	40 min	denně	10 – 20	vasodilatační, zlepšení mikrocirkulace	dvojitý disk 26×13, solenoid 60cm	nejlépe se osvědčila segmentální aplikace – oblast Th2 – Th5, nebo prekordium
ISCHEMIA – DOLNÍ KONČETINY	M-0028	40 min	denně	15 – 50	vasodilatační, zlepšení mikrocirkulace, zlepšení perfuze, antikoagulační působení, zvýšení kožní teploty, prodloužení klaukatických vzdáleností, zlepšení polohových testů	dvojitý disk 26×13, lineární 70×30, solenoid 30cm	lineární aplikátor pod ošetřovanou dolní končetinu, solenoid 30 cm nebo dvojitý disk na stěho a břec, nejlépe současně
ISCHEMIA – HORNÍ KONČETINY	M-0027	35 min	1 – 2× denně	10 – 50	vasodilatační, analgetický, podpora mikrocirkulace	solenoid 30cm, disk 13×13	lokálně na HK, možné kombinovat se segmentální expozicí na C páteř a C-Th přechod
KOMPLEXNÍ REGIONÁLNÍ BOLESTIVÝ SYNDROM (KRBS), SY. ALGODYSTROPHICUS (SY. SUDECK) – POOPERAČNÍ STAV	M-0056	30 min	1 – 2× denně	10 – 15	analgetický, antiedematozní, vasodilatační	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	lokálně na postiženou oblast
KOMPLEXNÍ REGIONÁLNÍ BOLESTIVÝ SYNDROM (KRBS), SY. ALGODYSTROPHICUS (SY. SUDECK)	M-0057	30 min	denně	dlouhodobě 6 – 7 týdnů dle ústupu obtíží	analgetický, antiedematozní, vasodilatační, zlepšení mikrocirkulace, podpora hojení měkkých tkání	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	lokálně na postiženou oblast
METATARSALGIA	M-0029	30 min	denně	15 – 25	analgetický, podpora hojení měkkých tkání, vasodilatační	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	do oblasti obtíží
MIGRAENA	M-0030	30 min	min. 3× týdně, nejlépe denně	15	analgetický, vasodilatační, myorelaxační	solenoid 30cm, solenoid 60cm	hlavu a krční páteř vložte do solenoidu, při použití 60 cm solenoidu aplikujte i do oblasti horní hrany trapézového svalu a levatoru scapulae
MOBUS BECHTEREV	M-0055	30 min	denně	15 – 20	analgetický	solenoid 30cm, lineární 70×30	lineární aplikátor pod záda, solenoid přes celý trup
MORBUS PERTHES	M-0031	30 min	denně	30 – 40	analgetický, antiedematozní, podpora chondrogenese, zvyšování kloubní pohyblivosti, normalizace rtg-nálezu	solenoid 60cm, multidisk 26×26	oblast kyčelního kloubu

REHABILITACE – PŘEHLED DIAGNÓZ

Diagnóza	Program číslo	Délka aplikace	Frekvence procedur	Počet procedur	Účinek	Doporučené příslušenství	Uložení aplikátoru
MYALGIA	M-0032	30 min	denně	8 – 15	analgetický, vasodilatační, myorelaxační, zlepšení mikrocirkulace	solenoid 30cm, disk 13×13, multidisk 26×26, lineární 70×30	vhodný aplikátor podle velikosti a lokalizace přímo do oblasti bolestivé afekce
MYOPATHIA	M-0033	min. 30 min	1× denně	25 – 40	myorelaxační, vasodilatační, zlepšení perfuze	solenoid 30cm, lineární 70×30, solenoid 60cm	magnetoterapii aplikujeme solenoidem 60 cm nebo lineárním aplikátorem na páteř a celý zádový korzet, 30 cm nebo 60 cm solenoidem lokálně na postižené svaly
OSTEOCHONDROSIS	M-0035	55 min	denně	40 – 60	vasodilatační, analgetický, myorelaxační, revaskularizační	solenoid 60cm, lineární 70×30	přímo na postiženou oblast
OSTEOMYELITIS ACUTA	M-0036	nutno počítat s dlouhodobou aplikací, až 90 min denně	frekvenční terapie – až 3× denně	40 – 60	analgetický, antiedematozní, antiflogistický	solenoid 60cm, solenoid 30cm	lokálně na postiženou oblast
OSTEOMYELITIS CHRONICA	M-0037	nutno počítat s dlouhodobou aplikací, až 90 min denně	frekvenční terapie – až 3× denně	40 – 60	analgetický, antiedematozní, antiflogistický	solenoid 60cm, solenoid 30cm	lokálně na postiženou oblast
OSTEOPLASTICA	M-0040	30 min	denně	15 – 25	analgetický, vasodilatační, podporuje hojení kostních i měkkých tkání	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	závisí na lokalizaci postižení, vhodný aplikátor umístíme přímo nad postiženou oblast
OSTEOPLASTICA – POOPERAČNÍ STAV	M-0039	40 min	denně	15 – 20	antiedematozní, analgetický, vasodilatační, antiflogistický, podporuje hojení kostních i měkkých tkání	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	závisí na lokalizaci postižení, vhodný aplikátor umístíme přímo nad operovanou oblast
OSTEOPOROSIS	M-0041	60 min	denně	30 – 40	analgetický, myorelaxační, vasodilatační, podpora osteogeneze	lineární 70×30, solenoid 60cm, multidisk 26×26	dle lokalizace postižení - podélná páteřní aplikace lineárním aplikátorem. Stejná terapie je možná dutinovým aplikátorem. Osteoporozu kyčelních kloubů, bederní či pánevní oblasti a stehenních kostí ošetřujeme pomocí solenoidu nebo multidisku, umístěných přímo na postiženou oblast.
OSTEOSYNTHESIS	M-0043	60 min	denně	15 – 20	analgetický, antiedematozní, podpora hojení, vasodilatační	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	vhodný aplikátor přímo na operovanou oblast
OSTEOSYNTHESIS – POOPERAČNÍ STAV	M-0042	60 min	denně	15 – 20	antiedematozní, analgetický, podpora hojení, antiflogistický, vasodilatační	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	vhodný aplikátor přímo na operovanou oblast
OSTITIS	M-0044	90 min	2 – 3× denně	20 – 30	antiflogistický, antiedematozní, analgetický, vasodilatační	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	vhodný aplikátor přímo na postiženou oblast
PARALYSIS NERVI	M-0045	30 min	denně	15 – 20	podpora regenerace nervových vláken o menším průměru, vasodilatační, antiedematozní	disk 13×13	lokalizace vhodného aplikátu podél nervů a paravertebrálně na odpovídající segment
PERIARTRITIS HUMEROSCAPULARIS	M-0046	30 min	denně	15 – 25	analgetický, antiedematozní, antiflogistický, vasodilatační	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13, disk 13×13	oblast ramenního kloubu, v případě použití disku lokalizace na momentálně bolestivější stranu ramenního kloubu
POLIOMYELITIS ANTERIOR	M-0047	30 min	denně	25	vasodilatační, myorelaxační, antiflogistický	solenoid 60cm, lineární 70×30	aplikátor pod hlavu a celé tělo
PSEUDOARTHROSIS	M-0049	90 min	2 – 3× denně	30 – 40	analgetický, vasodilatační, antiflogistický, podpora hojení	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	přímo do oblasti postiženého kloubu

REHABILITACE – PŘEHLED DIAGNÓZ

Diagnóza	Program číslo	Délka aplikace	Frekvence procedur	Počet procedur	Účinek	Doporučené příslušenství	Uložení aplikátoru
SANATIO POSTTRAUMATICA	M-0052	30 min	denně	14 – 21	analgetický, vasodilatační, myorelaxační, stimulace hojení měkkých tkání i kostí	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	lokálně na postiženou oblast
SANATIO POSTTRAUMATICA – HEMORRHAGE STATE	M-0051	30 min	denně	10 – 20	analgetický, antiflogistický, stimulace hojení měkkých tkání i kostí	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	nad postiženou oblast
SCLEROSIS CEREBROSPINALIS MULTIPLEX	M-0053	90 min	1 – 2× denně	dlouhodobá aplikace, 60 – 80	myorelaxační, ovlivnění svalové dystonie a spasticity	solenoid 60cm, lineární 70×30	jedná se o zánětlivé onemocnění CNS, PMP aplikujeme jak na oblast mozku tak na celý páteřní kanál
SPASMUS	M-0054	30 min	denně	dlouhodobě, 10 – 14 týdnů dle ústupu bolestí	analgetický, myorelaxační, zlepšení mikrocirkulace	solenoid 60cm, lineární 70×30	lineární aplikátor paravertebrálně podél celé páteře, solenoid přes celý trup. Při výskytu lokálních spasmů na končetinových svalech používáme 30 cm solenoid, disk nebo dvojitý disk lokálně do místa výskytu obtíží
SPONDYLARTHROSIS ANCYLOPOETICA (MORBUS BECHTEREVI)	M-0055	30 min	denně	15 – 20	analgetický	solenoid 60cm, lineární 70×30	lineární aplikátor pod záda, solenoid přes celý trup
SY. CANALI CARPI	M-0058	30 min	denně	20	analgetický, vasodilatační, antiedematozní, hojení měkkých tkání, zlepšení mikrocirkulace	disk 13×13	ventrální strana zápěstí
SY. CERVICOBACHIALIS	M-0059	30 min	1 – 2× denně	10 – 25	analgetický, myorelaxační, vasodilatační	solenoid 60cm, disk 13×13, dvojitý disk 26×13	oblast C páteře, eventuelně i horní okraje zádoových svalů
SY. CERVICOCRANIALIS	M-0060	30 min	1 – 2× denně	10 – 25	analgetický, myorelaxační, vasodilatační	solenoid 60cm, disk 13×13, dvojitý disk 26×13	oblast C páteře, eventuelně i horní okraje zádoových svalů
SY. LUMBOSACRALIS	M-0061	30 min	denně	10 – 25	analgetický, myorelaxační, vasodilatační	solenoid 60cm, lineární 70×30, dvojitý disk 26×13	1 na předpokládané místo příčiny bolesti /lokální spasmus či hernie disku/, druhý v průběhu n. ischiadicus
SY. VERTEBRALIS	M-0062	30 min	denně	10 – 25	analgetický, myorelaxační, vasodilatační	solenoid 60cm, lineární 70×30	celou oblast páteře
SY. VERTEBRALIS KOMBINOVANÝ SE SPASMEM	M-0063	30 min	denně	10 – 25	analgetický, myorelaxační, vasodilatační	solenoid 60cm, lineární 70×30	celou oblast páteře
TENDOPATHIA	M-0064	30 min	denně	10 – 15	analgetický, vasodilatační, antiedematozní	solenoid 30cm, dvojitý disk 26×13	na bolestivé místo
TRIGEMINUS, FASCIAL	M-0065	30 min	denně	10 – 30	analgetický, antiflogistický, zlepšení mikrocirkulace	disk 13×13, solenoid 30cm	do postižené oblasti, v případě použití disku nesmí jeho přiložení vyvolávat nebo zvyšovat bolest!!!!
TROFOTROPNÍ TERAPIE DLE LOKALIZACE POSTIŽENÍ	M-0088	30 min	2 – 3× týdně	25 – 40	podpora mikrocirkulace, vasodilatace, trofiky tkáně	solenoid 60cm	do atrofované oblasti
ULCUS CRURIS	M-0066	30 min	denně	20 – 25	podpora mikrocirkulace, hojení měkkých tkání	solenoid 30cm	lokálně na postiženou oblast bérce